



Adaptateurs de rotation du genou

Destinés aux personnes amputées au-dessus du genou, les adaptateurs de rotation leur permettent de mouvoir leur jambe artificielle de façon plus naturelle. En appuyant sur un bouton, on peut faire tourner la partie inférieure de la jambe, ce qui permet d'entrer et de sortir plus facilement d'endroits restreints et de croiser les jambes lorsqu'on s'assoit sur le sol ou sur une chaise. L'adaptateur de rotation permet à la personne amputée d'adopter diverses positions, par exemple s'asseoir en tailleur. Pour savoir si votre membre artificiel peut être muni d'un adaptateur de rotation, consultez votre prothésiste.

Voici les modèles présentement disponibles :



Rotateur Ottobock



Plaque tournante Endolite



Rotateur de genou Hosmer



L'adaptateur de rotation DAW